


Наконечники Pen Tips, по 2 шт в коробке

Размер 04-50/06-50



Наконечник для obturации корневых каналов зубов. Возможно многократное использование, необходимо автоклавируются. Используется в системе DIA-PEN. Во время процедуры наконечник помещается в корневой канал зуба, происходит нагревание пломбировочного материала. Используется для утрамбовывания гуттаперчевых штифтов. Материал изготовления: нержавеющая сталь.



Производитель: DiaDent Group International

Адрес: 19-9, Songjung-dong, Heungduk-gu, Cheongju, 361-290 Choongchong Buk-do, Korea