

Гуандун Гармоник Медикал Ко., Лтд

Руководство

Лабораторный электрический мотор STONE 101EM

1. Общая информация

Данный электрический мотор предназначен для работы в зуботехнических лабораториях для обработки металлических, гипсовых и керамических конструкций.

2. Инструкция по безопасности

Пользователь должен убедиться, что оборудование исправно, работает правильно перед каждым использованием.

Данное оборудование предназначено только для использования в зуботехнических лабораториях квалифицированными зубными техниками. Производитель не несет ответственности за использование оборудования не по назначению.

3. Технические характеристики

Мощность: -----АС 100-240В 50/60Гц

Напряжение: ----- 30Вт

Обороты: ----- 2,000 – 40,000 об/мин

Модель: ----- Ручная / Модель с педалью

Коннектор: ----- ISO-E type

4. Упаковочный лист

Микромотор: ----- 1 pc

Контрольная панель:----- 1 pc

Педаля: -----1 pc

Руководство: ----- 1 pc



1. Лого
2. Дисплей с оборотами
3. Кнопка реверса
4. Ручной режим/педаль
5. Регулировка скорости
6. Разъем микромотора

7. Кнопка питания
8. Предохранитель
9. Разъем для педали
10. Кабель питания
11. Штекер педали
12. Педаль